

転倒予防靴下



履くだけで足指があがり、歩行をサポート。
着用したままの歩行で、運動効果も。

骨折など、思わぬ大ケガにつながる高齢者の転倒事故。足の筋力が衰えがちな高齢者は、つま先が上がりにくいことから、室内のわずかな段差でつまづいて転倒するケースが多く見受けられます。

この靴下は、高齢者の転倒予防を目的に、着用するだけでつま先が上向きになり歩行をサポート。歩行時につま先が上下運動することで、ふくらはぎの筋力が鍛えられる効果も期待できます。

広島大学大学院共同開発

保健学研究科 浦辺幸夫教授(医学博士)



繊維の力で、足を持ち上げた時に自然とつま先があがります 税込 1,575円 (本体1,500円)

普段履いている靴のサイズが目安です。
窮屈に感じる場合は、さらに1サイズUP。

※着用時に痛みなどが生じる際はご使用をお控え下さい。

<カラー>	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27
黒・グレー	○	○	○	○	○
ピンク	○	○	○	○	○

素材：綿90%、ナイロン8%、ポリウレタン2%

つまづきにくい スリッパ

履くと自然とつま先があがる構造のスリッパです。つま先が上がっているため、室内でのわずかな段差を乗り越えられ、つまづきにくくなります。
カカトにゴムをかけると、脱げにくくなり、しっかり歩けるので、階段など上る場面では安心です。



- 履くとつま先があがります。
- カカトのゴムをかけると、脱げにくくなり、しっかり歩けます。

<カラー>ベージュ
<サイズ>M：21～24cm、L：24～27cm
<素材>アッパー：ポリエステル、底部：人工皮革
インナー(肌に触れる部分)：綿パイル 税込 2,310円 (本体2,200円)

広島大学大学院共同開発

外反母趾対策靴下

独自開発の編み構造と、母趾外転筋の筋腹を圧迫するパッドを内縫したことにより、足全体を優しく包み込みながら親指を広げます。違和感がなく継続して着用できることから、外反母趾角の減少が期待できます。

繊維の力&パットの力
やさしく指を広げます



<カラー>グレー
<サイズ>22～23cm、23～24cm、24～25cm
<素材>綿85%、ナイロン10%、ポリウレタン5%
税込 3,150円 (本体3,000円)